



CLIENTE: Meiji Pharma Spain

Modelo: Adant Plus con aguja multilingüe Código: 278252 (202107/01) Laetus: 41

Tamaño: 185 x 480 mm Tamaño plegado: 185 x 30 mm Colores: 288 Total colores: 1

Calidad del cartón/gramaje: Offset 50 grs/m² Observaciones: sin observaciones

Tintas imprimibles

Tintas técnicas



Anverso

Jeringa [STERILE A] + Aguja de seguridad [STERILE EO]

- 1 Syringe + 1 Safety needle
1 Seringue + 1 Aiguille de sécurité
1 Spritze + 1 Sicherheitsnadel
1 Siringa + 1 Ago di sicurezza
1 Injectie + 1 Veiligheidsnaald
1 Strzykawka + 1 igła z ostłoną



ES INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



(Hialuronato sódico para administración intraarticular)

COMPOSICIÓN: Una jeringa de ADANT PLUS contiene 98 mg de hialuronato sódico. DESCRIPCIÓN: El hialuronato sódico es un polímero natural perteneciente a la clase de los glicosaminoglicanos...

etiqueta de la jeringa solo debe ser utilizada a título orientativo. DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Se recomienda una única administración intraarticular. Se puede administrar una nueva inyección en caso de que los síntomas de la artrosis reaparezcan.



PRODUCT INFORMATION

(Sodium hyaluronate for intra-articular administration)

COMPOSITION: One syringe of ADANT PLUS contains 98 mg of sodium hyaluronate. DESCRIPTION: Sodium hyaluronate is a natural polymer from the glycosaminoglycan class (acid mucopolysaccharides) widely distributed in connective tissues of animals and humans.

pregnant. Sodium hyaluronate is excreted in milk of treated animals, so it is recommended to discontinue breast-feeding during treatment. WARNINGS: Keep out of the reach and sight of children. Do not use if the product package is damaged.



INFORMATION SUR LE PRODUIT

(Hyaluronate de sodium pour administration intra-articulaire)

COMPOSITION: Une seringue d'ADANT PLUS contient 98 mg de hyaluronate de sodium. DESCRIPTION: Le hyaluronate de sodium est un polymère naturel appartenant à la famille des glycosaminoglycane (mucopolysaccharides acides) largement présent dans les tissus conjonctifs tant chez l'animal que chez l'homme.

de sodium passant dans le lait des femelles traitées, il est recommandé d'arrêter l'allaitement maternel en cours de traitement. MISES EN GARDE: Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé. La graduation dans l'étiquette de la seringue ne doit être utilisée qu'à titre d'orientation.



PRODUKTINFORMATION

(Natriumhyaluronat zur intraartikulären Anwendung)

ZUSAMMENSETZUNG: Eine Spritze ADANT PLUS enthält 98 mg Natriumhyaluronat. BESCHREIBUNG: Natriumhyaluronat ist ein natürliches Polymer, das zur Klasse der Glykosaminoglykane (saure Mukopolysaccharide) gehört, die bei Mensch und Tier in den Bindegewebe weit verbreitet sind.

das Produkt nur mit Vorsicht verwendet werden sollte. Das Natriumhyaluronat wird bei den behandelten Tieren mit der Muttermilch ausgeschieden, so daß wir empfehlen, das Stillen während der Behandlung zu unterbrechen. WARNHINWEISE: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

(Acido ialuronico per somministrazione intrarticolare)

COMPOSIZIONE: Una siringa di ADANT PLUS contiene 98 mg di acido ialuronico. DESCRIZIONE: L'acido ialuronico è un polimero naturale appartenente alla classe dei glicosaminoglicani (mucopolisaccaridi acidi) ampiamente presente nei tessuti connettivi di animali ed esseri umani.

aver risolto l'infiammazione. Raramente può verificarsi dolore locale dopo la somministrazione del prodotto. Per evitare il dolore dopo l'iniezione, si raccomanda di tenere a riposo la sede di somministrazione. Il prodotto deve essere iniettato esattamente nello spazio intrarticolare, altrimenti può causare dolore.

